



electronic Veterinary Dental Scoring

HANDLEIDING



Inhoudsopgave

Internet browser keuze	4
Starten met e-VDS	5
Selecteer uw taal	7
Vul uw praktijkgegevens in.....	9
Creer een huisdiereigenaar record.....	10
Creer een dier record	11
Tandheelkundig onderzoek	12
Gegevens van tandheelkundig onderzoek exporteren naar... ..	21
Wijzig uw login-wachtwoord	24
Logout.....	25

Internet browser keuze

De e-VDS applicatie wordt het beste ondersteund door de browsers FireFox en Google Chrome.


Wij adviseren u één van deze browsers te gebruiken. Internet Explorer heeft een aantal (verouderde) versies in omloop die de applicatie niet goed ondersteunen.




Starten met e-VDS

Vanuit de website pagina www.virbac.nl/evds klikt u op de link: “klik hier om te starten met de e-VDS applicatie”.


U wordt direct doorverwezen naar de inlogpagina van de applicatie Electronic Veterinary Dental Scoring.



Klik op de “Register” link.




Vul hier de gevraagde gegevens in en klik op “Registration”. Bevestig vervolgens de e-mail die u toegestuurd krijgt om te kunnen starten.



The screenshot shows the 'Registration' page of the e.VDS (electronic Veterinary Dental Scoring) application. The page has a light blue header with the e.VDS logo on the left and 'Login' and 'EN' links on the right. Below the header, there is a 'Registration' tab and a 'Cancel' button. The main content area contains a form with the following fields: 'Title' (a dropdown menu with 'Mr' selected), 'Last name' (text input), 'First name' (text input), 'E-mail' (text input), 'Password' (text input), and 'confirmation' (text input). Below the password fields is a checkbox labeled 'I have read the [eVDS privacy policy](#)'. A blue 'Registration' button is located at the bottom right of the form.


U bent klaar met de registratie en u kunt nu starten met de applicatie zelf door in te loggen met uw geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord.



The screenshot shows the 'Login' page of the e.VDS application. The page has a light blue header with the e.VDS logo on the left and 'Login' and 'EN' links on the right. Below the header, there is a 'Login' tab. The main content area contains a message: 'You must login to use this application. Please connect or create a new account for free using the "register" link below.' Below the message is a form with the following fields: 'Login' (text input), 'Password' (text input), and a checkbox labeled 'Remember me'. A blue 'Login' button is located at the bottom right of the form. Below the button are links for 'Register' and 'Forgotten password'.

Selecteer uw taal

De e-VDS applicatie is beschikbaar in twee talen (Engels ingesteld) die u kunt selecteren door op de optie in de rechter bovenhoek van uw scherm te klikken.



Alle aanduidingen die beschikbaar komen in de score map en die aan de huisdiereigenaar uitgeprint meegegeven kunnen worden, kunnen in 6 talen vertaald worden (Frans, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits) of specifiek ingevuld worden door de “Settings > My translations for printout” optie aan te klikken.

e.VDS
electronic Veterinary Dental Scoring

Settings Statistics Help Logout EN

My translations for printout

Reset to
French

Common

"Dental assessment" Evaluation dentaire	"Client:" Propriétaire :	"Patient name:" Animal :
"Date:" Date :	"Page:" Page :	"Legend" Légende
"Right" Droite	"Left" Gauche	"undefined" non définie
"Mr" M.	"Mrs." Mme	"Miss" Mlle
"Dr." Dr.	"Fam." Fam.	"[Practice Stamp]" [Cachet de la clinique]
"Notes:" Notes :	"General notes:" Remarques générales :	"Occlusion:" Occlusion :
"Normal occlusion" Occlusion normale	"Mandibular mesiocclusion (class 3)" Rostrocclusion mandibulaire (classi	"Mandibular distocclusion (class 2)" Distocclusion mandibulaire (classe
"Calculus level:" Niveau de tartre :	"M (hint: Missing)" M	"Missing tooth" Dent manquante
"P (hint: Persistent)" P	"Persistent deciduous tooth" Dent de lait persistante	"Stomatitis level:" Stomatite :

Basic

"I (hint: Inflammation)" I	"Inflammation index" Indice d'inflammation	"F (hint: Fractured)" F
"Fractured tooth" Dent fracturée	"E (hint: Extraction)" E	"Extraction" Extraction

Plus

"Fx (hint: Fracture)" Fx	"Fracture" Fracture	"TR (hint: Tooth resorption)" RD
-----------------------------	------------------------	-------------------------------------

Als u de velden heeft vertaald en ingevuld drukt u op de “Save” button onderaan.

Vul uw praktijkgegevens in

Selecteer de “Settings > My clinic” optie in het menu.

e-VDS
electronic Veterinary Dental Scoring

Settings Statistics Help Logout EN

My clinic

Name

Address

Zip code

City

Country

Phone

Fax

E-mail

Logo
 Geen bestand gekozen
Expected size: 150x100 pixels

Save

Back

Created by: Gottfried Morgenegg
Powered by: Vetup

Sponsored by: IM3 Virbac
ANIMAL HEALTH

EUROPEAN VETERINARY DENTAL SOCIETY


Vul de velden in. Deze informatie wordt zichtbaar op de geprinte score map die aan de huisdiereigenaar meegegeven kan worden.

Creer een huisdiereigenaar record

Ga terug naar “Home” door op de link boven in uw scherm te klikken.

Klik op de button “New owner”.

Vul de informatie (Achternaam / Voornaam / E-mail adres) in en klik op “Save”



Door op het potlood icoontje te klikken kunt u de huisdiereigenaar gegevens wijzigen of de historie van de patient zien en desgewenst aanpassen.

Door op het prullenmand icoontje te klikken kunt u de huisdiereigenaar gegevens verwijderen of de historieregels van de patient verwijderen.

Creer een dier record

Klik op de button “New animal”.

Vul de informatie in (Kat of hond / Naam / Geboortedatum / Chipnummer) en klik op “Save”

The screenshot shows the 'e-VDS' (electronic Veterinary Dental Scoring) interface for 'New patient creation'. The top navigation bar includes links for Settings, Statistics, Help, Logout, and EN. The main header shows the user is logged in as 'Smith Peter'. The form is divided into two main sections. The left section contains fields for 'Client' (M. Smith Peter), 'Espèce' (Cat/Dog selection), 'Name' (with a placeholder 'name'), 'Birth date' (with a dropdown arrow), and 'Chip' (with a placeholder 'Chip number'). A blue 'Save' button with a checkmark is located at the bottom right of this section. The right section is titled 'Visit history' and contains an empty table with a vertical scrollbar. A 'Back' button is located at the bottom left of the form.

Tandheelkundig onderzoek

Klik vervolgens op de naam van het dier om het tandheelkundige onderzoek te kunnen starten. Indien nodig klikt u onderaan in uw beeld op de button "Edit" om de tandheelkundige score kaart te kunnen bewerken.

Indien het huisdier een pup of kitten is, gebruikt u de button "Options" in het menu rechts. De kaart past zich automatisch aan naar een melkgebit.



Controleer eerst de kaak en gebruik "Occlusion" in het menu rechts om te markeren wat u waarneemt (Prognathie / Normaal / Retrognathie).

e-VDS
electronic Veterinary Dental Scoring

> "Smith Peter" > "Benno"

New scoring for "Benno" 17/01/2017

Last save: 15:22:22

Right view

Left view

Back Export Attachments Tutorial Validate

Academic

Settings Statistics Help Logout EN

Basic MODE Plus

No selection

Occlusion

Normal occlusion

Mandibular distocclusion (class 2)

Mandibular mesiocclusion (class 3)

General scorings

Options

Visit history

Controleer vervolgens elke individuele tand. Om een opmerking te markeren klikt u op de corresponderende tand in de map.



Er komt rechts een menu beschikbaar waarin u de volgende waarnemingen kunt aangeven:

- Tand ontbreekt (a missing tooth);
- Resorptief letsel (a resorptive lesion);
- Tandfractuur (a fractured tooth);
- Ontstekingsindex (the inflammation index) van 0 tot 3.

Elke waarneming wordt weergegeven door een kleuring van de desbetreffende tand corresponderend met een kleurcode.

Overige opmerkingen kunt u in het veld "Note" invullen.
Klik op "Save" om de notities hier op te slaan.

Klik op het i-icoontje om extra informatie/instructies te ontvangen over het desbetreffende onderwerp.

Klik op de button "Tutorial" voor alle instructies met begeleidende uitleg.

Als u een tand extraheert dan kan dit aangegeven worden door op de paarse button "Extraction" te klikken.

e.VDS
electronic Veterinary Dental Scoring

> "Smith Peter" > "Benno"

New scoring for "Benno" 17/01/2017

Last save: 15:25:07

Right view

Left view

© D.C.

Back Export Attachments Tutorial Validate

Academic

Tooth 208 (P4)

- ☐ Missing
- ☒ Persistent deciduous tooth
- ☒ Fractured
- ☒ Extraction

Inflammation index 0 1 2 3

Note

Occlusion

General scorings

Options

Visit history

Created by: Gottfried Morgenegg

Powered by: Vetup

Sponsored by: FMS Virbac ANIMAL HEALTH

Virbac

Als u een afwijking constateert aan meerdere tanden selecteer dan de button genaamd “Allow multi-selection” onder het menu “Options” rechts om alle aangetaste tanden tegelijkertijd te markeren.



Selecteer de optie “Allow multi-selection”: klik vervolgens op alle tanden die gemarkeerd dienen te worden en de applicatie past dezelfde kleurmarkering toe op alle geselecteerde tanden.

Zet de optie “Allow multi-selection” weer uit om verder te gaan met de enkele tand selectie modus.

Wanneer u het onderzoek heeft afgerond kunnen opmerkingen, adviezen en behandeling onder “General notes” geplaatst worden.

e.VDS
electronic Veterinary Dental Scoring

> "Smith Peter" > "Benno"

New scoring for "Benno" 17/01/2017

Last save: 15:25:07

Right view

Left view

Teeth 208 (P4), 108 (P4)

- ☐ Missing
- ☒ Persistent deciduous tooth
- ☐ Fractured
- ☐ Extraction

Inflammation index 0 1 2 3

Note

Very bad breath

Cancel Save

Occlusion

General scorings

Options

Visit history

Back Export Attachments Tutorial Validate

Academic

Klik op de “Save” button om de tekst op te slaan.


Zodra het onderzoek voltooid is is het belangrijk om op de “Validate” button onderaan uw scherm te klikken om het afgeronde onderzoek op te slaan.

The screenshot shows the e-VDS (electronic Veterinary Dental Scoring) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Settings', 'Statistics', 'Help', 'Logout', and 'EN'. Below this, the patient's name 'Benno' and the date '17/01/2017' are displayed. The main area shows a 'New scoring for "Benno"' form. On the left, there's a 'Right view' and a 'Left view' of a dental arch. A 'Validate this scoring?' dialog box is open, asking 'Do you really want to validate this scoring?' with 'Cancel' and 'Validate' buttons. The right sidebar contains a 'Teeth 208 (P4), 108 (P4)' section with checkboxes for 'Missing', 'Persistent deciduous tooth', 'Fractured', and 'Extraction'. It also includes an 'Inflammation index' (0-3) and a 'Note' field with the text 'Very bad breath'. The bottom of the interface has buttons for 'Back', 'Export', 'Attachments', 'Tutorial', and 'Validate'. The footer includes 'Created by: Gottfried Morgenegg', 'Powered by: Vetup', and logos for 'IM3' and 'Virbac'.

Bevestig uw validatie.

Elk onderzoek wordt opgeslagen in de bezoekgeschiedenis van de patiënt. Deze is toegankelijk in het dier record.

Indien de datum van het onderzoek aangepast moet worden (bijv. een update enkele dagen na het consult), dan kan dit in het tandheelkundig onderzoek scherm gedaan worden. Klik op de button “Edit” onderaan en bevestig met “Duplicate & edit”. Klik op de datum om deze aan te passen.



Als de wijziging leidt tot diverse onderzoeken op dezelfde dag dan kunnen de oude onderzoeken gewist worden uit de bezoeks geschiedenis. De bezoeks geschiedenis is toegankelijk in het dier record.

Gegevens van tandheelkundig onderzoek exporteren naar...

PDF versie van het onderzoek:

Er zijn 2 opties mogelijk ten aanzien van de pdf versie:

- deze kan gedownload worden op een computer;
- deze kan per email verstuurd worden.


Klik op de button "Export" onder in uw scherm.





De "Download" optie opent de pdf (genaamd: diereigenaar_diernaam_datum.pdf) waarna deze opgeslagen kan worden op de computer.

Onderaan het document is ruimte voorzien om eventuele handgeschreven opmerkingen, adviezen of behandelingen toe te voegen.

[Practice Stamp]		Date: 17/01/2017	
		Patient name: Benno	
		Client: Mr Smith Peter	


I	M	F	P	E		Dental assessment										I	M	F	P	E	
					101 (I1)																201 (I1)
					102 (I2)																202 (I2)
					103 (I3)																203 (I3)
					104 (C)																204 (C)
					105 (P1)																205 (P1)
					106 (P2)																206 (P2)
					107 (P3)																207 (P3)
					108 (P4)																208 (P4)
					109 (M1)																209 (M1)
					110 (M2)																210 (M2)
Right						Left															
					411 (M3)									311 (M3)							
					410 (M2)									310 (M2)							
					409 (M1)									309 (M1)							
					408 (P4)									308 (P4)							
					407 (P3)									307 (P3)							
					406 (P2)									306 (P2)							
					405 (P1)									305 (P1)							
					404 (C)									304 (C)							
					403 (I3)									303 (I3)							
					402 (I2)									302 (I2)							
					401 (I1)									301 (I1)							

	Legend I Inflammation index (0-3) M Missing tooth F Fractured tooth P Persistent deciduous tooth E Extraction	
Occlusion: Mandibular mesiocclusion (class 3) Calculus level: 0		
General Notes:		

Notes:
108 (P4): 1234



Onder de button "Export" vindt u de optie "Send". Deze zal de pdf automatisch versturen naar het opgegeven e-mail adres in "My account" data. Het is hier ook mogelijk om de huisdiereigenaar een kopie te sturen door het e-mailadres in te vullen in het veld.



Wijzig uw login-wachtwoord

Klik op de “Settings > My account” optie rechts boven in het menu.

The screenshot shows the 'My account' page of the e-VDS system. The header includes the e-VDS logo and navigation links: Settings, Statistics, Help, Logout, and EN. The main content area is titled 'My account' and contains two columns of form fields. The left column includes fields for Title (Miss), Last name (Melissen), First name (Amanda), E-mail, Preferred language (English), and Authentication key (D3B37E17-6D28-4454-B8B6-075E43E230FF). The right column includes fields for Old password (previous password), Nouveau mot de passe (password), and Password confirmation (confirmation). There are 'Renew', 'Save', and 'Password change' buttons. A 'Back' button is at the bottom left.

U ziet nu een scherm waar u alle persoonlijke gegevens en informatie kunt updaten inclusief uw login en wachtwoord aan de rechterkant.

Logout

Het is mogelijk om op elk gewenst moment uit te loggen door gebruik te maken van de “settings > Logout” optie rechtsboven in het menu.

